



Napoli 1 SURGERY

NAPOLI 27 – 28 SETTEMBRE

Aula Magna Scuola di Medicina di Scampia

Centro Congressi Università degli Studi di Napoli Federico II



LA SCELTA E LA PRESCRIZIONE DEL PRESIDIO PIU' IDONEO

**CPSI Rosa Calcagno U.O.C. Chirurgia Generale e
D'Urgenza Ospedale del Mare**

Classificazione delle stomie

DURATA



- ▶ Temporanee
- ▶ Definitive

ANATOMIA

- Respiratorie
- Digestive
- Urinarie

TIPOLOGIA

- Terminali
- A doppia canna di fucile



Classificazione delle stomie


In funzione dell' **anatomia** si classificano in:



colostomia



ileostomia



urostomia

Classificazione delle stomie

I presidi possono essere Monopezzo o Due Pezzi



COLOSTOMIA

La sacca per la colostomia ha di solito il fondo chiuso, poiché le feci sono poltacee o addirittura formate.



UROSTOMIA

La sacca per l'urostomia deve avere il sistema di svuotamento adatto ad essere connesso ad una sacca da urina, da letto o da gamba, questo per evitare che troppo liquido faccia diventare la sacca pesante. Presenta una valvola antireflusso.



ILEOSTOMIA

Il presidio di raccolta per ileostomia è di solito a fondo aperto, in quanto le feci sono liquide, e le manovre per lo svuotamento della sacca devono essere agevoli.

Tipi di stomie più comuni

➤ **Lo stoma ideale**



- È ben vascolarizzato
- Ha forma rotonda regolare
- È protruso circa 2.5 cm

➤ **Stomie con apertura a livello cutaneo**




➤ **Stoma retratto**



LA SCELTA E LA PRESCRIZIONE DEL PRESIDIO PIU' IDONEO

Osservare la cute e il tipo di paziente, in modo da scegliere la giusta tipologia di presidio:

Bordo
Adesivo



Protezione
integrale



1 Pezzo


2 Pezzi



PIANA



CONVESSA



SOFT CONVEX

LA SCELTA E LA PRESCRIZIONE DEL PRESIDIO PIU' IDONEO



Monopezzo

COLO	→	CHIUSE
ILEO	→	APERTE
URO	→	CON SCARICO



1 PEZZO
2 PEZZI



Due pezzi


- La sacca unica è di solito più leggera e flessibile del sistema a due pezzi.
- È discreta sotto gli abiti
- La sacca può essere cambiata varie volte nella giornata a seconda della tipologia di stomia

- La sacca è facile da mettere e rimuovere, quindi adatta a persone non completamente autosufficienti, che dovranno farsi aiutare solo per l'applicazione della placca.
- Di solito il presidio è più pesante della sacca monopezzo, e meno discreto sotto gli abiti

È importante far capire al paziente che

Non esiste la sacca ideale...

ma la sacca migliore per lui!



Grazie per l'attenzione!

